


MAC 1600. Новое воплощение точности и аккуратности

Диагностическое оборудование может меняться так же быстро, как и требования к современной диагностике.

Интуитивный интерфейс — на цветном дисплее отображаются одновременно все 12 отведений. Полноразмерная клавиатура, горячие клавиши и знакомая среда  Windows сделают вашу работу простой и комфортной.

Действительно эффективный — наглядное отображение качества наложения электродов, использование программы измерения и интерпретации 12SL, интеграция в медицинскую информационную систему ЛПУ и подключение сканера штрих-кодов обеспечат работу на самом современном уровне.

Полностью подходящий под ваши запросы — опции проведения стресс-исследования, вакуумная система наложения электродов, алгоритм ACI-TIPI, система защиты данных позволят сконфигурировать аппарат с учетом ваших потребностей.

MAC 1600 от GE Healthcare.



GE imagination at work

Стресс-тест позволяет проводить обследование с физической нагрузкой по 12 отведениям ЭКГ, используя стандартные протоколы исследования и возможность управления велоэргометром или тредмиллом производства компании GE. Вы можете создать специфический протокол по своему усмотрению.

Система вакуумной аппликации электродов KISS позволяет удобно и надежно закрепить электроды на поверхности тела пациента.

Фильтры для подавления помех, вызванных сетью питания или мышечными сокращениями, позволяют получить качественные данные, несмотря на наличие артефактов.

Измерение и интерпретация ЭКГ по алгоритму 12SL, клинически проверенному и заслужившему уважение практических врачей.

Внутренняя память до 100 ЭКГ — позволит вам безопасно хранить данные 100 ЭКГ.

Подключение к ПК или MUSE — позволит вам интегрироваться в информационную систему MUSE или обрабатывать и хранить данные на ПК.



GE imagination at work

GE Healthcare СНГ

123317, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 18, 10 этаж
Бизнес-центр «Башня на Набережной»
Москва-Сити
Тел.: +7 495 739 69 31, факс: +7 495 739 69 32